



## Innovative apparative Gesichtsmasken

Eine professionelle Gesichtsbehandlung im Kosmetikstudio beinhaltet oft eine Produktmaske zur Reinigung oder Pflege. Neben all diesen unzähligen Wirkstoff-Masken für alle möglichen Indikationen gibt es zwei empfehlenswerte apparative und wiederverwendbare Masken die ideal in ein modernes Gesichtsbehandlungsangebot eingebaut werden können um die Wirkungen zu verstärken. Beide apparative Masken lassen sich waschen und desinfizieren.

### Die LED-Maske (Licht-emittierende Dioden-Lampe)

Die Ultraviolett-freie LED-Maske mit Rot- und Blaulicht (wie Alabeam) ist eine stabile und hochwirksame LED-Therapiemaske mit bis 300 LED-Dioden, die einfach für 15 bis 30 Minuten auf das behandelte Gesicht gelegt wird. Das völlig schmerzfreie Blaulicht mit einem Wellenlängenbereich von 400 nm bis 460 nm hat die Fähigkeit akneauslösende Propionibakterien zu entfernen, sorgt für neue Sauerstoffbildung in den verstopften Poren der Haut, reinigt sie und bekämpft die Neubildung von Bakterien. Die Ursache für die Entzündungen in der Haut wird durch die antibakterielle Wirkung des Blaulichts eliminiert. Dadurch wird weniger Talg produziert und das Hautbild geklärt. Das ebenfalls schmerzfreie Rotlicht mit einem Wellenlängenbereich von 580 bis 660nm regt aktiv die Kollagen- und Elastinproduktion an und befreit erstarnte alternde Hautfasern vom stabilen Wasserfilm. Die Haut wird in der Folge stärker durchblutet, straffer, feiner und strahlender.

Das Rot- und Blaulicht lässt sich auch kombinieren und sollte mindestens in zehn wöchentlichen Anwendungen eingesetzt werden. Der Anti-Aging Effekt lässt sich über das Aufklopfen von Hautverjüngungs-Seren (Therapeia, Bloomfill) vor der LED-Therapie verstärken. Hauptindikationen der LED-Maske sind die Stimulierung von körpereigenen Zellen über die Photosynthese, ein beschleunigter Heilungsprozess bei Zellschädigungen sowie die Zerstörung von Entzündungsbakterien. Auch werden defekte Kapillaren entfernt und dies ohne zusätzliche Medikamente, ohne Nebenwirkungen, ohne Ausfallzeit und ohne Schädigung der Aussenhaut – einfach eine wohltuende und entspannende Wirkung.

## Rolis Monatsrezept Innovative und apparative Gesichtsmasken

### Die Lymph-Druckmassage-Maske

Die neuen Lymph-Druckmassage-Masken (MayBeau) basieren auf kontrollierter Druckluft welche eine Lymphpunkte-Matrix mit unterschiedlichen Höhen je nach Gesichtregion alle zwei bis vier Sekunden schmerzfrei in die Haut drückt. Diese hunderte von Trigger-Punkten stimulieren die Durchblutung vom Gewebe, lösen Staugebilde auf, beschleunigen den Abbau von Abfallstoffen und erhöhen die Einschleusungswirkung von Wirkstoffen. Die Lymph-Druckmassage sollte am Anfang der Gesichtsbehandlung durchgeführt werden, weil die Druckpunkte bis 30 Minuten sichtbar bleiben, sich aber anschliessend schnell auflösen. Die Maske ist ideal in Kombination mit Wirkstoffen einsetzbar.

### Zutaten

- 1 LED-Maske wie Alabeam von Daeyang Medical
- 1 Lymph-Massagemaske wie MayBeau von Daeyang Medical
- 1 Hautverjüngungsserum zum Aufklopfen wie Therapeia Skin Rejuvenation von Dr. Rösken



Wirkstoffmasken: Wohltuende und entspannende Wirkung mit Anti-Aging Effekt

Roland Wagner

V-SKIN Medical Beauty AG | [info@v-skin.ch](mailto:info@v-skin.ch) | [www.v-skin.ch](http://www.v-skin.ch)